

FICHE TECHNIQUE

Référence	174028
Désignation	Enregistreur EBRO EBI330-T30



Description :

- ✓ Usage unique
- ✓ Plage de mesure : -30 à +60°C
- ✓ Résolution : 0.1°C
- ✓ Précision : ± 0.5°C (-20 à +40°C)
± 0.8°C (-30 à -20.1C) et de (+40.1 à 60.0°C)

- ✓ Mémoire : 20000 mesures
- ✓ Intervalle de mesure : 1 minute à 24 heures
- ✓ Classe de protection : IP65
- ✓ Pile : CR2032, 3V
- ✓ Durée de vie piles : 100 jours
- ✓ Dimensions : 80 x 28 x 12mm
- ✓ Poids : 16 g

Unité de vente :

1 Enregistreur
