

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	181139
<b>Désignation</b>	Caisses isotherme TRIP



### Description :

- ✓ En polypropylène expansé PPE
- ✓ 100 % étanche
- ✓ 100 % non toxique
- ✓ Recyclable
- ✓ Faciles et légères à transporter
- ✓ Très résistants aux rayures et aux chocs
- ✓ Ne se déforment pas
- ✓ Fabriquées d'un seul bloc, sans colle, ni soudure
- ✓ Conviennent parfaitement aux charges lourdes
- ✓ Capacité : 20 L
- ✓ Dimensions extérieures : 380 x 285 x 365 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 300 x 220 x 310 mm
- ✓ Modèle : vert
- ✓ Plaque eutectique (à rajouter en complément) pour un maintien d'une température réfrigérée
  - maintient la température entre +2°C et +8°C pendant 6 heures
  - capacité de 18 L avec la plaque référence 181125

### Unité de vente :

1 Caisse

---