

FICHE TECHNIQUE

Référence	181153
Désignation	Caisses isotherme EXPERT GN



Description :

- ✓ En polypropylène expansé PPE
- ✓ 100 % étanche
- ✓ 100 % non toxique
- ✓ Recyclable
- ✓ Faciles et légères à transporter
- ✓ Très résistants aux rayures et aux chocs
- ✓ Ne se déforment pas
- ✓ Fabriquées d'un seul bloc, sans colle, ni soudure
- ✓ Conviennent parfaitement aux charges lourdes
- ✓ Capacité : 30 L
- ✓ Dimensions extérieures : 600 x 400 x 230 mm
- ✓ Dimensions intérieures : 538 x 338 x 167 mm
- ✓ Modèle : bleu
- ✓ Plaque eutectique (à rajouter en complément) pour un maintien d'une température réfrigérée
 - maintient la température entre +2°C et +8°C pendant 15 heures
 - capacité de 24 L avec la plaque référence 181118

Unité de vente :

1 Caisse