

5000 µL d'embouts conducteurs

Fiche technique (Pièce/REF # 184020)



5000 µL d'embouts conducteurs non stériles sans filtre

Spécifications du produit

Compatibilité des plates-formes Microlab VANTAGE
Microlab STAR
Microlab NIMBUS

Type de pointe Standard

Volume de l'embout 5000 µL

Capacité maximale de l'embout 5000 µL

Filtre Sans filtre

Stérile Non stérile

Couleur de l'embout (Conductivité) Noir (Conducteur)

Couleur de l'étiquette du code-barres Vert

Matériau de l'embout Polypropylène - PP

Code de recyclage des pourboires 5

Matériau du rack Polypropylène - PP

Code de recyclage des supports 5

Compatibilité avec le pipetage Canaux de 5000 µL

Niveau de pureté Sans inhibiteurs de DNase, RNase, pyrogènes (endotoxines), ADN humain et PCR

Pointes / Rack 24 pointes/support

Pourboire Longueur 118 millimètre

Taille de l'orifice 1.05 mm

Taille du boîtier Caisse de 720 pointes (Blister 5 x 24 pointes par panier)

Option d'emballage Pointe sous blister 5 mL

Spécification Version B