

## FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – aout 2014

Désignation du produit : Tube 14 ml

### Spécifications

	187101
	
Description	Tube de 14 ml, fond rond
Dimension	Ø [mm] x hauteur [mm] : 17 x 100
Volume	Volume nominal : 14 ml Volume de travail : 12 ml
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

### Caractéristiques

Basic	-
Température de stockage	- 20°C à +60°C
Autoclavable	-
Centrifugation, max RCF	6600 x g: rotor angulaire 5200 x g: rotor nacelles
Durée de vie	-
Autres informations	-

### Conditionnement

Conditionnement	1500/1500
-----------------	-----------