


FICHE TECHNIQUE

Révision 3 – aout 2014

Désignation du produit : Tube 14 ml

Spécifications

	187201
	
Description	Tube de 14 ml, fond rond
Dimension	Ø [mm] x hauteur [mm] : 17 x 100
Volume	Volume nominal : 14 ml Volume de travail : 12 ml
Matière	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	Transparent
Stérilisation	-
Autres informations	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

Basic	-
Température de stockage	- 196°C à +121°C
Autoclavable	+
Centrifugation, max RCF	34000 x g: rotor angulaire 4800 x g: rotor nacelles
Durée de vie	-
Autres informations	-

Conditionnement

Conditionnement	1500
-----------------	------