

Désignation

- Tube à centrifuger pp 15ml stérile rack Greiner

Référence

- 188261N

Unité de vente : 500



---

Description

- Tube 15ml
- Tubes en polypropylène, fond conique, naturel
- Exempt de DNase, RNase et ADN humain détectables
- Apyrogène, non cytotoxique
- Le polypropylène présente une haute résistance thermique, mécanique et chimique. Il est donc recommandé pour le stockage d'échantillons chimiques et biologiques
- Diamètre : 17 mm ; hauteur : 120 mm
- Volume nominal : 15 ml
- Volume de travail : 14 ml
- Avec bouchon à vis bleu
- Avec graduation bleue et zone d'écriture blanche
- Stérile
- Tubes en polypropylène avec l'article n° 188 261-N /

