

Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
188261N	TUBE A CENTRIFUGER PP 15ml STERILE RACK GREINER x500	Greiner

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec une quantité réduite de matière première.

This product is made with a reduction of raw material.

Emballage / *Packaging*

Le rack est composé de PET recyclé et de carton 100% recyclé.

The rack is made of recycled PET and 100 % recycled card.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Découvrir Greiner Bio-One](#)

[Certification FSC](#)

[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)