

Désignation

- Tube a centrifuger pp 15ml stérile vrac Greiner

Référence

- 188271N

Unité de vente : 1000



-
- Tube 15ml
 - Dimensions : 17x120mm
 - CELLSTAR®, bouchon vissant bleu, naturel, gradué et zone d'écriture
 - Stérile
 - Volume de travail : 14 ml
 - Tube : PP (polypropylène), sans métaux lourds
 - Capuchon : HDPE (Polyéthylène Haute Densité), sans métaux lourds
 - Couleur du tube : naturel ; impression : graduation bleue, zone d'écriture blanche
 - Couleur du capuchon : bleue
 - Stérilisation : SAL10-3
 - Produit général de laboratoire pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons destiné à être utilisé par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
 - À usage unique seulement
 - Conditionnement : 1000
 - Sous conditionnement : 50

