

## Désignation

- Flacon culture pelable cap filtre 115 cm<sup>2</sup> /3 TPP

## Référence

- 190653

Unité de vente : 18



---

## Description

- Flacon en polystyrène  
Bouchon filtrant : membrane PTFE hydrophobe, pores de 0,22 µm  
Avec couvercle ou film pelable  
Avec ou sans barrière qui crée une surface de culture plane et plus petite  
Version avec film pelable ouverture en pointe pour une ouverture plus facile
- Stérile
- Dimensions : L x l x h : 210 x 122 x 50 mm
- Barrière : oui

