

FICHE TECHNIQUE

Référence	191015
Désignation	Tube à centrifuger 15 ml



Description :

- ✓ Matériau : tube en polystyrène, bouchon en polyéthylène
- ✓ Coloris : naturel, bouchon jaune
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui sur le tube et sur l'étiquette du bouchon
- ✓ Bouchon : oui

Certificats :

- ✓ Stérile : oui, exempt de Dnases, Rnases, d'endotoxines (<0,06EU/ml)
- ✓ Autoclavable : non

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui, incrément de 0,1 ml jusqu'à 0,5 ml et 0,5 ml jusqu'à 15 ml)
- ✓ Températures d'utilisation : -190°C à +120°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 15 500 g
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 17,1 x 120 mm

Unité de vente : 800 Tubes à centrifuger
