

FICHE TECHNIQUE

Référence	191050
Désignation	Tubes culture et à centrifuger TPP



Description :

Tube à centrifuger de culture en polypropylène.

Spécifications :

- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions (ø x h) : 30,5 x 115 mm
- ✓ Fond conique
- ✓ Graduation et surface d'inscription sur le tube
- ✓ Pastille d'inscription sur le capuchon vissant
- ✓ Conditionnés sous sachets scellés
- ✓ Taux d'endotoxine garanti < 0,06 EU/ml

Unité de vente :

360 Tubes
