

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 191051 |
| <b>Désignation</b> | Tubes  |



---

### Description :

- ✓ Tube à centrifuger TPP
- ✓ En PP
- ✓ Graduation et surface d'inscription sur le tube
- ✓ Pastille d'inscription sur le capuchon vissant
- ✓ Conditionnés sous sachets scellés ou sur portoir en polypropylène
- ✓ Taux d'endotoxine garanti < 0,06 EU/ml
- ✓ Fond conique
- ✓ A jupe
- ✓ Stériles
- ✓ Dimensions : 30 x 115 mm
- ✓ Volume : 50 ml

### Unité de vente :

320 Tubes

---