


FICHE TECHNIQUE

Référence	192001B
Désignation	Sac Twirl'em 4000 ml



Description :

- ✓ En polyéthylène basse densité
- ✓ Sans surface d'inscription
- ✓ Fermeture filaire
- ✓ Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat
- ✓ Dimensions : 254 x 382 mm
- ✓ Epaisseur : 76 µm
- ✓ Volume : 4000 ml
- ✓ Sans RN-ase, DN-ase, Pyrogène
- ✓ Numéro de lot sur chaque produit
- ✓ Certificat de stérilité sur demande
- ✓ Conforme FDA
- ✓ Conforme norme EU 10 / 2011 pour contact alimentaire

Unité de vente :

250 sacs
