

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	192002
<b>Désignation</b>	Sac twirlem bout recouvert 178x305mm 1650ml stérile



### Description :

- ✓ Sachet d'échantillonnage Twirl'em
- ✓ Fermeture avec 1 fils ronds et 1 fil plat - bout recouvert
- ✓ Dimensions l x L : 178 x 305 mm - épaisseur : 76 µm
- ✓ Volume 1650 ml
- ✓ Stériles
- ✓ Fermeture facilitée
- ✓ Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- ✓ DNase/RNase et pyrogènes free
- ✓ Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- ✓ Gamme Ecolo : sac biodégradable

### Unité de vente :

1000 Sac Twirlem