

## Désignation

- Sac twirlem 178x305mm 1650ml fermeture metallique recouvert zone impression

## Référence

- 192011

Unité de vente : 1000



---

## Description

- Sachet d'échantillonnage Twirl'em - Fermeture avec 1 fils ronds et 1 fil plat
- Bout recouvert – imprimé
- Dimensions l x L (mm) : 178 x 305
- Epaisseur : 101 µm
- Volume : 1650 ml
- Stériles
- Fermeture facilitée
- Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- DNase/RNase et pyrogènes free
- Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- Gamme Ecolo : sac biodégradable
- Conditionnement : 4 x 250 sachets

