

Désignation

- Sac twirlem 305x305mm 3000ml fermeture métallique recouvert zone impression

Référence

- 192012

Unité de vente : 250



Description

- Sachet d'échantillonnage Twirl'em - Fermeture avec 1 fils ronds et 1 fil plat
- Bout recouvert – imprimé
- Dimensions l x L : 305 x 305 mm
- Epaisseur : 101 µm
- Volume : 3000 ml
- Stériles
- Fermeture facilitée
- Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- DNase/RNase et pyrogènes free
- Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- Gamme Ecolo : sac biodégradable
- Conditionnement : 250 sachets

