

FICHE TECHNIQUE

Référence	192017
Désignation	Sacs Twirl'em grand format



Description :

- ✓ Sacs d'échantillonnage sans RNase, DNase, pyrogènes
- ✓ Résistants et solides
- ✓ Bouts recouverts
- ✓ Fermeture avec 2 fils plats
- ✓ Coloris : clair
- ✓ Capacité : 15 litres
- ✓ Epaisseur ; 100 µm
- ✓ Dimensions : 382 x 610 mm

Unité de vente :

250 Sacs Twirl'em grand format