

FICHE TECHNIQUE

Référence	192829
Désignation	Sachet d'échantillonnage Twirl'em



Description :

- ✓ Sachet imprimé pouvant contenir des échantillons solides, semi-solides et liquides
- ✓ Ouverture la plus grande possible pour faciliter l'insertion de l'échantillon
- ✓ Fermeture avec 2 fils ronds
- ✓ Bouts recouverts

Certificats :

- ✓ Stérile, exempt de RNases, DNases et pyrogènes
- ✓ Conforme EPA / FDA / USDA / HACCP
- ✓ Numéro de lot traçable pour chaque produit

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 650 ml
- ✓ Epaisseur : 76 µm
- ✓ Dimensions (L x l) : 140 x 229 mm

Unité de vente :

1 000 Sachets d'échantillonnage Twirl'em