

Désignation

- Sac TWIRLEM fermeture 2 fils (1 RD 1 PT)
178x305mm 101µm vol 1650ml

Référence

- 192839
- Unité de vente : 1000



-
- Sacs d'échantillonnage stériles TWIRL'EM
 - Grande ouverture pour faciliter l'insertion de l'échantillon
 - Les sacs peuvent contenir des échantillons solides, semi-solides et liquides
 - Numéro de lot traçable pour chaque produit
 - Sans R-NASE, D-NASE et Pyrogène
 - Le produit rencontre les normes des industries USDA et ACIA et sont fait de matériel conforme aux normes de la FDA
 - Ces sacs d'échantillonnage stériles avec leurs languettes de fermeture sécurisées intégrées sont idéaux pour l'expédition et le stockage de toutes les formes de matériel d'échantillon.
 - Ref EFL47012
 - Bouts recouverts - Clair - Fermeture avec 1 fil rond et 1 fil plat
 - Mil. Po. : 4,0
 - Micr. 101
 - Dimensions : 178 x 305 mm
 - Oz : 55
 - Volume : 1650 ml

