

FICHE TECHNIQUE

Référence	192840
Désignation	Sac TWIRLEM fermeture 2 fils (1 RD 1 PT) 254x305mm 101µM 2250ml



Description :

- ✓ Sachet d'échantillonnage Twirl'em
- ✓ Fermeture avec 1 fils ronds et 1 fil plat
- ✓ Bout recouvert - l x L (mm) : 254 x 305
- ✓ Epaisseur 101 µm : - volume 2250 ml
- ✓ Stériles
- ✓ Fermeture facilitée
- ✓ Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- ✓ DNase/RNase et pyrogènes free
- ✓ Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- ✓ Gamme Ecolo : sac biodégradable

Unité de vente :

1000 Sac Twirlem