

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	192847
<b>Désignation</b>	Sac TWIRLEM fermeture 2 fils 305x305mm 101µm 3000ml



### Description :

- ✓ Sachet d'échantillonnage Twirl'em - Fermeture avec 2 fils plats - bout recouvert
- ✓ Dimensions l x L : 305 x 305 mm - épaisseur : 101 µm - volume : 3000 ml
- ✓ Stériles
- ✓ Fermeture facilitée
- ✓ Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- ✓ DNase/RNase et pyrogènes free
- ✓ Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- ✓ Gamme Ecolo : sac biodégradable

### Unité de vente :

250 Sac Twirlem