

Désignation

- Sachet d'échantillonnage Twirl'em I x L (mm) : 305 x 406 mm

Référence

- 192856

Unité de vente : 250



Description

- Sachet d'échantillonnage Twirl'em - Fermeture avec 2 fils plats - bout recouvert - imprimé
- Dimensions : l x L (mm) : 305 x 406
- Epaisseur (μm) : 101
- Volume : 5500 ml
- Stériles
- Fermeture facilitée
- Conformes EPA/FDA/USDA/HACCP
- DNase/RNase et pyrogènes free
- Gamme Twirl'blue : détectable et reconnu facilement lors d'un contrôle visuel
- Gamme Ecolo : sac biodégradable

