

Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
192870	SAC TWIRLEM STERILE FERM 2 FILS 1ROND+1PLAT 178x305mm 101µm 1650mL x25 x40	LABPLAS

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué à 100% avec de l'énergie renouvelable. Il bénéficie d'une éco-conception éliminant l'utilisation de colorants, et minimisant la quantité de matière première utilisée, qui est recyclable. Les encres sont à base d'éthanol, un solvant à faible toxicité, et l'utilisation des encres est limitée.

This product is made using 100% renewable energy. With an eco-conception, colorants are no longer used, and raw material are reduced and recyclable. The use of inks is limited, and they are ethanol based, which is a low toxicity solvent.

Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de boîtes et pochons recyclables au tri classique.

The product packaging is made of boxes and bags which are recyclable in the regular sorting waste system.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe au Canada.

The product is manufactured in Canada.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)
[La fin de vie des produits LABPLAS](#)