



655100

Tork Distributeur petits paquets

Les nouveaux distributeurs Tork petits paquets pour chiffons pliés de la gamme Performance offrent un système compact et pratique, une protection hygiénique et une distribution feuille à feuille pour réduire la consommation et le gaspillage.

- Permet d'avoir les chiffons à portée de main rapidement
- La fixation murale du distributeur aide à organiser les petits espaces

655100

Tork Distributeur petits paquets

Données du produit

Système
W8

Largeur
21.4 cm

Matériau
Plastique

Hauteur
14.6 cm

Longueur
10.7 cm

Couleur
Blanc

Produits compatibles



194650
Tork Chiffon de Nettoyage Coloré Longue Durée



194750
Tork Chiffon de Nettoyage Coloré Longue Durée



194550
Tork Chiffon de Nettoyage Coloré Longue Durée



194450
Tork Chiffon de Nettoyage Coloré Longue Durée



520350
Tork Chiffon de Nettoyage Industriel



190493
Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux Turquoise W8

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540862447	7322540862454	7322540877755
Matériau d'emballage	Plastic	Carton	
Pièces	1	4	308
Poids brut	263.5 g	1.3 kg	98.94 kg
Hauteur	148 mm	167 mm	1987 mm
Longueur	109 mm	471 mm	1200 mm
Largeur	216 mm	236 mm	800 mm
Poids net	246.7 g	1 kg	75.98 kg
Volume	3.48 dm3	18.56 dm3	1.43 m3