



190493

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux Turquoise W8

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux est un chiffon solide et flexible, emballé dans un film plastique protecteur facile à transporter. Il peut être utilisé dans les distributeurs de petits paquets Tork. Ces distributeurs sont sûrs et efficaces grâce à la distribution feuille à feuille, au rechargement facile et à la possibilité de prendre le chiffon d'une seule main.

- Répond à tous vos besoins en nettoyage, car s'utilise avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents
- Chiffon multi-usages, utilisable pour une grande variété de tâches, ce qui permet de limiter le nombre de chiffons différents requis
- Idéal pour une utilisation sur les surfaces sensibles grâce à son peluchage extrêmement faible



Think ahead.

190493

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux Turquoise W8

Données du produit

Système
W8

Pli
1

Impression
No

Longueur plié
19.3 cm

Largeur plié
16 cm

Gaufrage
No

Longueur déplié
38.5 cm

Largeur déplié
30 cm

Couleur
Turquoise

Certificats de produits



For Wiping



The mark of responsible forestry

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540823479	7322540823462	7322540830163
Matériau d'emballage	Plastic	Carton	
Pièces	75	600	36000
Poids brut	595 g	5.4 kg	321.6 kg
Hauteur	105 mm	177 mm	1920 mm
Longueur	160 mm	400 mm	1200 mm
Largeur	195 mm	400 mm	800 mm
Poids net	589 g	4.7 kg	282.74 kg
Volume	3.28 dm3	28.32 dm3	1.7 m3