



190491

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux

Le Chiffon de Nettoyage non pelucheux Tork est un chiffon résistant et flexible. Les chiffons sont livrés en recharge rouleau pour seau, vous permettant de réaliser vos propres lingettes en utilisant les produits que vous voulez. La distribution feuille à feuille et le couvercle à fermeture facile empêchent les lingettes de se dessécher.

- Répond à tous vos besoins en nettoyage, car s'utilise avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents
- Chiffon multi-usages, utilisable pour une grande variété de tâches, ce qui permet de limiter le nombre de chiffons différents requis
- Idéal pour une utilisation sur les surfaces sensibles grâce à son peluchage extrêmement faible

190491

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux

Données du produit

Système	W10	Longueur du rouleau	60 m	Largeur du rouleau	16.5 cm
Diamètre du rouleau	16 cm	Nombre de feuilles	200	Longueur de feuille	30 cm
Pli	1	Impression	No	Nombre de feuilles	200
Gaufrage	No	Couleur	Turquoise		

Certificats de produits



For Wiping



The mark of responsible forestry

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540741711	7322540741728	7322540753684
Matériau d'emballage	none	Carton	
Pièces	1	4	280
Poids brut	673.2 g	2.9 kg	203.63 kg
Hauteur	165 mm	344 mm	1870 mm
Longueur	160 mm	328 mm	1200 mm
Largeur	160 mm	168 mm	800 mm
Poids net	673.2 g	2.7 kg	188.5 kg
Volume	4.22 dm3	18.96 dm3	1.33 m3