



190592

Tork Lingettes imprégnées pour nettoyage des mains

Les Lingettes Imprégnées pour Nettoyage des mains Tork offrent un nettoyage pratique et efficace lorsqu'il n'y a pas d'eau à proximité.

- Qualité professionnelle pour un nettoyage des mains efficace
- Sans parfum et doux pour la peau



Think ahead.

190592

Tork Lingettes imprégnées pour nettoyage des mains

Données du produit

Système
W14

Couleur
Blanc

Certificats de produits



The mark of responsible forestry

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540311914	7322540311921	7322540320091
Matériau d'emballage	Plastic	Carton	
Pièces	1	4	120
Poids brut	1297 g	5.7 kg	170.73 kg
Hauteur	191 mm	220 mm	1250 mm
Longueur	158 mm	330 mm	1200 mm
Largeur	158 mm	330 mm	800 mm
Poids net	1108 g	4.4 kg	132.96 kg
Volume	4.77 dm ³	23.96 dm ³	0.72 m ³