



183700

Tork Chiffon de Nettoyage Microfibre à usage unique

Tork Chiffon de Nettoyage en microfibre à usage unique est un chiffon de nettoyage 100 % microfibre de qualité supérieure. Il s'agit d'un chiffon de nettoyage peu pelucheux qui offre des résultats de nettoyage supérieurs sur les surfaces dures.

- Conçu pour une seule utilisation et jetable.
- Élimine 99,99% des microorganismes des surfaces, y compris Cdiff* Exclusion de responsabilité : Pour une utilisation avec de l'eau. Si l'usage de désinfectants est requis par les directives ou les autorités locales, consultez l'étiquette du désinfectant pour des informations sur l'usage et l'efficacité du produit. Référez-vous aux instructions du fabricant pour l'application de désinfectant avec des chiffons en microfibre. Les méthodes sont des versions modifiées des méthodes standardisées (^EN16615 et ASTM E-2362-16 et E-2967-15), Testé avec S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile, Pour les surfaces environnementales – pas les appareils médicaux (ne stérilise pas)
- Peut s'utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants



Think ahead.

183700

Tork Chiffon de Nettoyage Microfibre à usage unique

Données du produit

Système

Pli

Impression

1

Yes

Longueur plié

Largeur plié

Gaufrage

14.7 cm

17 cm

No

Longueur déplié

Largeur déplié

Couleur

29.5 cm

34 cm

Blanc

Données d'expédition

Unités consommateur

Unité de transport

Palette

EAN

7322541265896

7322541265902

7322541292717

Matériau d'emballage

Plastic

Carton

Pièces

40

320

25600

Poids brut

241 g

2.2 kg

178.24 kg

Hauteur

75 mm

172 mm

1870 mm

Longueur

150 mm

396 mm

1200 mm

Largeur

170 mm

300 mm

800 mm

Poids net

240 g

1.9 kg

153.6 kg

Volume

1.91 dm3

20.43 dm3

1.64 m3