



183601

## Tork Chiffon de Nettoyage Microfibre réutilisable, Jaune

Tork Chiffon de Nettoyage Microfibre réutilisable est un chiffon de nettoyage en microfibre de qualité supérieure. Ce produit est conçu pour être lavé et réutilisé. Ce chiffon de nettoyage peu pelucheux offre des résultats de nettoyage supérieurs sur les surfaces dures.

- Disponible en plusieurs coloris : la désignation des zones par couleur aide à réduire le risque de contamination croisée
- Peut s'utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants
- Chiffon résistant avec coutures renforcées, peut être lavé jusqu'à 300 fois (lorsque lavé en suivant les directives fournies par le CDC/NHS relatives à l'eau chaude et les indications figurant sur l'étiquette)
- Élimine 99,9 % des microorganismes des surfaces, y compris Cdiff\* Clause de non-responsabilité : Pour une utilisation avec de l'eau. Si l'usage de désinfectants est requis par les directives ou les autorités locales, consultez l'étiquette du désinfectant pour des informations sur l'usage et l'efficacité du produit. Référez-vous aux instructions du fabricant pour l'application de désinfectant avec des chiffons en microfibres. Les méthodes sont des versions modifiées des méthodes standardisées (EN16615 et ASTM E-2362-16 et E-2967-15) Testé avec S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Pour les surfaces environnementales – pas les appareils médicaux (ne stérilise pas)



Think ahead.

183601

# Tork Chiffon de Nettoyage Microfibre réutilisable, Jaune

## Données du produit

Système

Pli

Impression

1

No

Longueur plié  
15 cm

Largeur plié  
15 cm

Gaufrage  
No

Longueur déplié  
30.5 cm

Largeur déplié  
30.5 cm

Couleur  
Jaune

## Données d'expédition

Unités consommateur

Unité de transport

Palette

EAN

7322541265766

7322541265773

7322541288352

Matériau d'emballage

Plastic

Carton

Pièces

6

48

9216

Poids brut

158 g

1.5 kg

291.65 kg

Hauteur

32 mm

252 mm

2165 mm

Longueur

160 mm

170 mm

1200 mm

Largeur

160 mm

170 mm

800 mm

Poids net

153 g

1.2 kg

235.01 kg

Volume

0.82 dm3

7.28 dm3

1.4 m3