

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	196103
<b>Désignation</b>	Enregistreur Etanche



### Description :

- ✓ Plage de mesure : -30 à +70°C
- ✓ Précision :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  (entre 0 et 70°C)
- ✓ Précision :  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  (gamme restante)
- ✓ Résolution : 0.1°C
- ✓ Mémoire : 8640 valeurs
- ✓ Autonomie : 90 jours
- ✓ Aucun logiciel nécessaire
- ✓ Format carte de crédit
- ✓ Fonctions : Marche et marqueur
- ✓ EN12830
- ✓ IP67 (tant que le scellé n'est pas ouvert)
- ✓ Livré avec une étiquette et une pochette d'expédition
- ✓ Dimensions : 80 x 47 x 4 mm
- ✓ Poids : 10 g

### Unité de vente :

1 Enregistreur