

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	196105
<b>Désignation</b>	Thermomètre Etanche

---



### Description :

- ✓ Plage de mesure : -40 à +230°C
- ✓ Précision :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  (entre 0 et 100°C) sinon  $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- ✓ Résolution : 0.1°C
- ✓ Fonction : Hold
- ✓ Longueur sonde : 100 mm
- ✓ Livré avec protocole de calibration à -18 et 0°C
- ✓ Livré avec capuchon de protection de la sonde ajouré
- ✓ EN13485
- ✓ IP67
- ✓ Alimentation : pile 3V CR2032
- ✓ Hauteur totale : 187 mm
- ✓ Poids : 35 g

### Unité de vente :

1 Thermomètre

---