

#### Désignation

- Etalon phosphore 1000mg/l dans h2so4 pour icp

#### Référence

- 197803

Unité de vente : 100 ml

---

#### Description

- Phosphore P -1000 mg/l dans H2SO4 dilué pour ICP
- Catégorie : CRM inorganique > ICP & ICP-MS CRM > Etalons mono-élément > 1000 mg/l pour ICP
- Numéro de référence : C040.05SP.L1
- Nom complet : Phosphore P -1000 mg/l dans H2SO4 dilué pour ICP
- Durée de conservation à la date d'expédition : 36 mois
- Conserver dans des conditions normales de laboratoire, à des températures comprises entre 15°C et 25°C.
- Certification : ISO 17034 - ISO 17025 - ISO 9001
- Conditionnement : flacon de 100 ml

