

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
227261	TUBE A CENTRIFUGER PP 50ML STERILE VRAC GREINER x500	Greiner

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

La fabrication de ce produit bénéficie d'une énergie renouvelable, à hauteur de 100 %.  
*This product is manufactured with 100% renewable energy.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton 100% recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.  
*The product packaging is made from 100% recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Allemagne.  
*The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.*

**En savoir plus**

Le [GoGreen](#) chez [Dutscher](#)  
[Découvrir Greiner Bio-One](#)  
[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)