

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
227270	TUBE A CENTRIFUGER PP 50ML STERILE RACK GREINER x300	Greiner

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie d'une énergie renouvelable, à hauteur de 100 %.
This product is manufactured with 100% renewable energy.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton 100% recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.
The product packaging is made from 100% recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Allemagne.
The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)
[Découvrir Greiner Bio-One](#)
[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)