

Désignation

- Pipette jaugée en verre classe AS - 1 trait
capacité 5 ml

Référence

- 232694

Unité de vente : 2



Description

- En verre sodocalcique
 - Calibrées
 - Code imprimé pour le téléchargement de certificats
 - Sérigraphie indélébile couleur ambre
 - Conformes aux normes ISO 648 et ISO 12691
 - Version 2 traits avec boule de sécurité
- Volume : 5 ml
- Matériau : Verre sodocalcique
- Couleur : Transparent / Sérigraphie : ambre
- Tolérance : $\pm 0,015$ ml
- Temps écoulement : 9-13 s.
- Version : 1 trait
- Modèle : 1 trait, classe AS

