

### Désignation

- Réservoir de 100 litres

### Référence

- 236106

Unité de vente : 1



---

### Description

- Châssis pour cuve de stockage de 100 l
- Une solution de stockage optimale pour votre eau pure.
- Accessoire de purification d'eau
- Dimensions
  - Hauteur : 111,8 cm
  - Largeur : 38.1 cm
  - Profondeur : 38 cm
- Poids en fonctionnement : 110,9 kg
- Volume : 100 L
- Matière réservoir : Polyéthylène

