

Désignation

- Assemblage haut du réservoir

Référence

- 236107

Unité de vente : 1



Description

- Assemblage cuve de stockage (haut) pour cuves de stockage Milli-Q® IQ
- Application : Limite la croissance bactérienne dans l'eau pure stockée
- Assure une fermeture hermétique du cadre du réservoir de stockage Milli-Q® IQ/IX (25 L, 50 L et 100 L)
- Tension : 28 V
- Dimensions
Hauteur : 10 cm
Largeur : 26 cm
Profondeur : 26 cm

