

Désignation

- MILLI-Q IQ 7010-15 PURIFICATION PACK KIT

Référence

- 236119

Unité de vente : 1



Description

- Kit de purification Milli-Q® IQ
- Conçu pour être utilisé avec les systèmes Milli-Q® IQ 7010/15 pour la production d'eau pure (Type 2) et ultra pure (Type 1)
- Niveau de qualité : 300
- Le kit contient un pack de prétraitement IPAK Gard® 10-15, une cartouche de polissage IPAK Quanta® et un filtre d'évent de réservoir
- Conditionnement : paquet de 1 kit
- Compatibilité. À utiliser avec
Milli-Q® IQ 7010
Milli-Q® IQ 7015
- Protège la membrane RO et élimine les traces d'ions et de matières organiques
- Protège l'eau pure stockée des contaminants en suspension dans l'air
- Informations sur les matériaux. Chimie : Charbon actif, chaux sodée et supports échangeurs d'ions

