



## ST-50-M-gamma Tube agitateur stérilisé à membrane perçable (10x)

Composants : Tube stérilisé aux rayons gamma, agitateur, couvercle à membrane perçable

Volume : 15 - 50 ml

Application : Mélange, Agitation, Extractions, Mise en suspension d'échantillons de sol

Adapté pour:

- L'ajout de substances pendant le mélange, la dispersion et le broyage
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Adapté aussi pour:

- Le broyage, le mélange ou la dispersion en conditions stériles
- Le prélèvement d'échantillons pendant le mélange, la dispersion et le broyage

Unité d'emballage : 10 pièces