


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	251563
<b>Désignation</b>	Pipette



### Description :

- ✓ Pipette Pasteur
- ✓ Verre sodo-calcique
- ✓ Conforme à la norme USP Type III
- ✓ Non cotonnée pointe ouverte
- ✓ Conformes aux normes ISO 7712
- ✓ A usage unique
- ✓ Pour le transfert de petites quantités de liquide
- ✓ Les tétines et pipettes sont à commander séparément
- ✓ Longueur : 150 mm
- ✓ Diamètre interne : 1,1 mm
- ✓ Diamètre externe de l'embout :  $D1 = 6,95$  mm
- ✓ Diamètre externe de la pointe :  $D2 = 1,2-1,8$  mm



### Unité de vente :

1 Pipette