


Désignation

- Eprouvette en verre pyrex classe A rodage 24/29 100ml

Référence

- 251586

Unité de vente : 2



- Eprouvette graduée 100 ml à col normalisé DIN - classe A
- En verre borosilicaté avec col normalisé DIN
- Conformes à la norme ISO 4788
- Graduations en émail blanc pour les éprouvettes de classe A, bleu pour les éprouvettes de classe B
- Livrées avec bouchon DIN en polyéthylène
- Version classe A certifiée testée individuellement en 5 points, et calibrée aux tolérances de classe A
- Pied hexagonal robuste
- Volume 100 ml
- Matériau Verre borosilicaté avec col normalisé DIN
- Forme Haute
- Autoclavable
- Rodage : 24/29
- Classe : A
- Bouchon : oui