



## MEGAPHONE



### Réf 2113/2VE – Portatif

- Amplificateur de voix
- Lecteur mp3 par port USB et slot pour carte SD
- Entrée auxiliaire pour connecter un autre équipement
- Casque + Micro dynamique
- Puissance 5 W / Portée 50 à 100m
- Autonomie ±8 h
- Temps de charge : ± 4h
- Entrées AUX / MP3 / SD / USB
- Dual-mode : micro / multimédia
- Ceinture
- Dim : 155x95x50 mm / 400 g
- Accu Li-ion 7,4 V / 300 mA