


BOUSSOLE A LIQUIDE AVEC VISEE / CLINOMETRE INTEGRE



Prisme de visée



Montage sur trépied

Ref 253162 - Prisme de visée

- Clinomètre intégré
- Capsule rotative Ø 55mm
- Graduation 360°C
- Préc. 1°C / Base 36
- Niveau à bulle
- Règle graduée 5 cm
- Table de conversion degré, mile, %/déclinaison, latitude/distance
- Flèche lumineuse
- Filetage pour fixation trépied
- Dim : 95x60mm / 217g