

CURVIMÈTRE DIGITAL



Réf 253191 - Connection PC

- Échelles : 1:1 à 1:9 999 999 / 8 mémoires d'échelles manuelles
- Résol. :0.635 mm / Préc. : ±3 %
- 91 échelles pré-réglées
- Mesure décimale, impériale, nautique
- Calcul linéaire, périmètre, surface, volume
- Addition / Soustraction / Mémoire
- Connexion PC / USB (interface en option)
- Livré avec mallette
- D : 182x45x10 mm / 150 g
- Piles : 2xCR2032



Réf 253192 - Interface USB

