


PH METRE / REDOX / THERMOMETRE



OPTIONS



**Sonde RédOx
253419**



**Sonde pH pénétration
098467**



**Sonde T° ATC
253421**



**Logiciel + câble
253418**

Ref 253422 - Multifonctions

- Mesures : pH 0 à pH 14 / -1999 à +1999 mV
- Température : 0 à 100°C / 0,1°C
- Préc. : $\pm$ pH 0,02 / $\pm$ 0,5 mV / $\pm$ 0,8°C
- Fonctions : Hold / Maxi / Mini
- Compensation en température manuelle au automatique (avec sonde de température ATC **253421** en option)
- Calibration pH4, pH7 et pH10
- Livré avec la sonde de pH **253420**
- Sonde RedOx **253419** en option
- Sonde de température ATC **253421** en option
- Sortie RS232 pour enregistrement PC
- Logiciel + câble RS232 **253418** en option
- D : 195x68x30 mm / 250 g
- Al. : Pile LR6F22