

## MULTIPARAMÈTRES PURETÉ DE L'EAU



### Réf 253424 - Sonde 6 en 1 : Conductivité / Résistivité / TDS / Sel / Dureté / Température

- Conductivité :
  - Gamme et Résolution : 20  $\mu\text{S}$  à 0,01 / 200  $\mu\text{S}$  à 0,1 / 2 mS à 0,001 / 20 mS à 0,1 / 200 mS à 0,1
  - Précision :  $\pm$  (3% + 1d)
- Dureté :
  - Gamme :
    - \* 10, 100, 1000, 10 000 et 100 000 ppm
    - \* 20  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , 2 mS/cm, 20 mS/cm et 200 mS/cm
  - Précision :  $\pm$  3%
- Résistivité : 10 k $\Omega$ .cm / 100 k $\Omega$ .cm / 1 M $\Omega$ .cm / 10 M $\Omega$ .cm et 100 M $\Omega$ .cm
- TDS :
  - Gamme : 20, 200, 2000, 20 000 et 200 000 ppm
  - Précision :  $\pm$  (3% + 1d)
- Salinité : 0 à 12 % (g/100g) / Précision :  $\pm$  3 %
- Température : 0 à 60  $^{\circ}\text{C}$  / Précision :  $\pm$  0,8 $^{\circ}\text{C}$  (compensation)
- Fonction Maxi / Mini / Hold / Zéro
- Compensation en température
- Logiciel + câble USB en option **253423**
- Dim : 195x68x30 / 280 g
- Piles : 6xAA (non incl.)

### Réf 253425 - Sonde de rechange