



ANEMOMETRE A FIL CHAUD / DEBITMETRE / THERMOMETRE



Anémomètre à fil chaud



Débitmètre m³/min

Réf 253448 - Anémomètre / Débitmètre

- Anemo. : 0,1 à 25,0 m/s / $\pm 5\%$
- Débit : 0 - 99999 m³/min / $\pm 5\%$
- Temp. : 0° à +50,0°C / $\pm 1^\circ\text{C}$
- Fonction Maxi / Mini / Hold
- Sonde télescopique 32-115 cm / Câble 1,75 m
- Extinction automatique
- Connexion USB / Logiciel d'exploitation (PC connecté)
- Livré en mallette
- D : 160x62x21 mm / 200 g
- Piles : Lithium 3,7 V (incl.)