

TACHYMETRE DIGITAL



Réf 253491 - Avec ou sans contact

- Ecran LCD 5 chiffres
- Mise en mémoire automatique des dernières valeurs maxi/mini
- Echelle de mesures :
 - a) Photo réflexion 2.5 à 99999Tr/min – Laser Classe II
Distance de direction : 50mm à 500mm
 - b) Contact : 0.5 à 19999Tr/min
 - c) Linéaire : 0.05 à 1999.9m/min
- Résolution : Pour a et b : 0.1Tr/min du 2.5 à 999.9Tr/min
Pour c : 0.01m/min de 0.05 à 99.99m/min
- Précision : +/-0.05% de la lecture + 1 chiffre
- Chronomètre (mesure des moyennes et intervalles entre 2 impulsions)
- Hauteur chiffre : 28mm
- Livré en coffret avec 2 adaptateurs à contact et adaptateur linéaire
- Embout gomme **253493** en option / Bandes réfléchissantes **253492** en option
- 4 piles AA
- Dim : 160x72x37mm
- Poids 300g