

CHARIOT DE MANUTENTION



Poignée rabattable



Poignée mousse
253532 et 253533

	253528	253532	253533
Portée	150 kg	150 kg	300 kg
Plateforme	72,5x47 cm	74x48 cm	91x61 cm
Roues fixes / pivotantes	2 fixes / 2 pivotantes	2 fixes / 2 pivotantes	2 fixes / 2 pivotantes
Ø roues	Ø 10,5 cm	Ø 10 cm	Ø 12,5 cm
Matériaux roue	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Matériaux cadre	Acier	Acier	Acier
Pliable	√	√	√
Poignée	Hauteur 75 cm	Hauteur 83 cm Protection mousse	Hauteur 87 cm Protection mousse
Tapis caoutchouc	√	√	√
Dim. déplié Lxlxh	72,5x47x75 cm	74x48x83 cm	91x61x87 cm
Dim. plié Lxlxh	72,5x47x25,5 cm	74x48x23 cm	91x61x27 cm
Poids	7,5 kg	8 kg	13,5 kg